

 TOPRO

TOPRO Premium Rullatorer



NO

made in Norway



TOPRO Pegasus



Din lette premium-følgesvenn for uanstrengt mobilitet.

Moderne, slank og lett karbonrullator, som overbeviser med sin funksjonalitet og sitt elegante design. TOPRO Pegasus garanterer høyeste kvalitet, sikkerhet og stabilitet med en vekt på bare 6,1 kg*.

Velprøvde funksjoner er revidert og videreutviklet:

- Intuitiv høydejustering av håndtakene med en **numerisk skala**.
- **Delvis integrerte bremsekabler** og moderne reflekser på rammen.
- Elegant handlebag plassert slik at den gir **bedre sikt** fremover, noe som øker brukersikkerheten.
- Enkel håndtering og manøvrerbarhet.
- Reflekser på handlebag og ramme.
- **Kulelager** i hjul og gafler samt **støtdempende dekk** gir en komfortabel kjøreopplevelse.

Mål, farger og flere produktdetaljer finner du på side 18.

Tilgjengelige farger:



Lær mer



Pegasus

* Vekt inkludert handlepose 6,6 kg.

“TOPRO Pegasus representerer en ny trend i utviklingen av mobilitetshjelpemidler, der design, funksjonalitet og sikkerhet kombineres på en banebrytende måte.”



made in Norway



Troja 5G

Din stilige følgesvenn for mer selvstendighet i hverdagen.



Sømløs kombinasjon av eleganse og funksjon – i ekte TOPRO-tradisjon. TOPRO Troja 5G Black Series imponerer med moderne, lett design og nye fargevarianter. Den gir høy stabilitet og en trygg kjøreopplevelse med maksimal komfort.

Detaljene utgjør forskjellen – for mer brukervennlighet og komfort:

- Intuitiv høydejustering av håndtakene med en **numerisk skala** og **minnefunksjon**
- **Støtdempende hjul** gir maksimal komfort på ulike underlag
- **Moderne og innovativ handlebag** med opptil 10 kg kapasitet*
- **Ergonomisk utformede håndtak** (Ergo-Grip)
- Enkel håndtering og manøvrerbarhet takket være **kulelager** i gafler og hjul
- Hurtigaksling for **enkelt hjulskifte**

Mål, farger og flere produktdetaljer finner du på side 14.

BLACK SERIES - *Beveg deg med stil*

Modell M & S tilgjengelig i nye
mattlakkerte farger:



* Veskens design avviker fra avbildningen.



Lær mer



Troja 5G



*For de dyrebare
øyeblikkene sammen.*

TOPRO TROJA 5G -
BLACK SERIES

made in Norway



Olympos ATR (Slim)



Din pålitelige turkamerat utendørs – for maksimal selvstendighet.

Med ekstra store forhjul og offroad-dekk gir Olympos ATR Black Series i nytt design pålitelig og komfortabel støtte på ujevne veier, brostein og grusveier. Det perfekte valget for aktiviteter utendørs. Også tilgjengelig i en smalere versjon (ATR Slim).

Innovative funksjoner for maksimal støtte:

- **Bredere ramme** for økt stabilitet ved bruk utendørs
- **Store støtdempende dekk** gir en komfortabel kjøreeopplevelse og bedre manøvrering på ujevnt underlag
- **Moderne og innovativ handlebag** med opptil 15 kg kapasitet*
- Intuitiv høydejustering av håndtakene med en **numerisk skala** og **minnefunksjon**
- Enkel kjøring og manøvrering takket være **kulelager** i gafler og hjul

Mål, farger og flere produktdetaljer finner du på side 15.

BLACK SERIES - *Beveg deg med stil*

Modell M, M Slim & S tilgjengelig i nye mattlakkerte farger:



Det ergonomiske håndtaket (TOPRO ErgoGrip) gjør det enklere og tryggere å reise seg fra sittende stilling.

* Veskens design avviker fra avbildningen.

Lær mer



Olympos ATR



*For uforglemmelige
øyeblikk med familie
og venner.*

TOPRO OLYMPOS ATR –
BLACK SERIES

made in Norway



Troja Original



Din pålitelige følgesvenn for et selvstendig liv.

Troja Original Black Series er vår kvalitetsrullator for nybegynnere, som kombinerer moderne design, høy kvalitet og banebrytende funksjoner som har påvirket hele rullatorbransjen. Den tilbyr alle funksjoner du trenger for en trygg og aktiv hverdag. Nå i nytt design.

BLACK SERIES -
Beveg deg med stil

Funksjonaliteten er basert på TOPROs høye og kontinuerlige kvalitet gjennom mange år:

- **Lett, kun 6,8 kg**, med høy brukervekt på 165 kg.
- Den trendsettende **lengdefoldingen** er enkel å betjene med én hånd ved å trekke i setestroppen.
- **Kulelager** i gafler og hjul muliggjør enkel kjøring og manøvrering.
- **Praktisk handlenett** for direkte tilgang til innholdet.
- Tilgjengelig i tre forskjellige størrelser.
- Enkel å håndtere og betjene, med stor manøvrerbarhet, noe som gjør den til en pålitelig følgesvenn i daglige situasjoner.
- **Skala for enklere justering** av håndtakhøyde. Med forbedret låsebøyle.

Modell M, S & X tilgjengelig i nye mattlakkerte farger:



Mål, farger og flere produktdetaljer finner du på side 8.



Lær mer



Troja Original



For gleden ved å være i bevegelse.

TOPRO TROJA ORIGINAL -
BLACK SERIES

made in Norway



Troja Walker²




Din trygge følgesvenn i underarmshøyde – for stabil støtte under gange.

TOPRO Troja Walker² er en stabil gåhjelp med komforten til en rullator. Underarmsstøttene gir støtte ved oppreist gange og bidrar til korrekt holdning – svært lett og praktisk.

- Enkel **kjøre- og parkeringsbrems** – betjenes med én bremsehendel.
- Den trendsettende **lengdefoldingen** er enkel å bruke med én hånd ved å trekke i setestroppen. **Lett å transportere**, står støtt på hjulene og sparer plass ved oppbevaring.
- Håndtakene kan skyves ned i rammen for oppbevaring.
- Den unike **minnefunksjonen** gjør det lett å finne tilbake til den forhåndsinnstilte håndhøyden.
- **Kulelager** i gafler og hjul gir enkel kjøring og manøvrering.
- **Kantbeskyttere og kantopphjelp** gir trygg og enkel manøvrering.
- **Praktisk handlenett** med direkte tilgang til innholdet. Belastbar opp til 5 kg.
- **Skala for enklere innstilling** av håndtakshøyde, med forbedret sikkerhetsbøyle.
- Tilgjengelig i tre ulike størrelser.

Mål, farger og flere produktdetaljer finner du på side 17.

Modell M, S og XS tilgjengelig i:



Lær mer



Troja Walker²



TOPROs rullatorfamilie for daglig bruk

Enten det gjelder produkttegenskaper, komfort eller design – i over 30 år har TOPRO kontinuerlig forbedret sine rullatorer og utvidet sitt sortiment på en fornuftig måte.

Vi er overbevist om at våre produkter gir deg merverdi – gjennom kombinasjonen av intelligent funksjonalitet og moderne design med høy kvalitet og sikkerhet.



Tilbehør for ekstra komfort



Stokkholder

Kan monteres på venstre eller høyre side.


Troja Original / 5G,
Olympos ATR, grå: Art.nr. 815358
Black Series: Troja Original / Olympos ATR / 5G, svart: Art.nr. 814040
TOPRO Pegasus: Art.nr. 815236



Ryggstropp med polstring

Ergonomisk høydejusterbar, tilgjengelig i to lengder.


TOPRO Pegasus, Troja 5G,
Olympos ATR (Slim):
Kort 67 cm: Art.nr. 815270
Lang 75 cm: Art.nr. 815272
Troja Original:
Kort 68 cm: Art.nr. 815271
Lang 76 cm: Art.nr. 815273



Brett

Festes sikkert, lett å fjerne og rengjøre, tåler opptil 5 kg.

TOPRO Pegasus,
Troja Original / 5G: Art.nr. 814728
Olympos ATR M: Art.nr. 815212
Olympos ATR Slim: Art.nr. 815363



Slisikker matte til brett

For sikker transport av gjenstander.

TOPRO Olympos ATR / Pegasus / Troja Original / Walker / 5G: Art.Nr. 814059
Olympos ATR Slim: Art.Nr. 815832



Paraply med feste

Hold deg tørr under paraplyen i regnvær, eller bruk den som parasoll.

Svart: Art.nr. 814068
Rød: Art.nr. 814099

TOPRO Pegasus, Troja 5G / Original,
Olympos ATR (Slim)




Enhåndsbremse

Kan monteres på begge sider for enhåndsbetjening av samtidig bremsing.

Art.nr. 814026

TOPRO Pegasus, Troja 5G / Original,
Olympos ATR (Slim)



LED-lampe med klips og USB-plugg for sikkerhet i mørket. Oppladbar.

Art.nr. 815260

TOPRO Pegasus, Troja 5G / Original,
Olympos ATR (Slim)



Baklomme med glidelås

Kan åpnes med én hånd, ligger tett inntil kroppen, ideell for verdisaker. Tåler opptil 3 kg.

Art.nr. 814046

TOPRO Pegasus, Troja 5G / Original,
Olympos ATR (Slim)



Tekniske detaljer



Modell	Troja 5G	Troja 5G
Størrelse	M (medium)	S (small)
Anbefalt brukerlengde	150–200 cm	135–170 cm
Maksimal brukervekt	150 kg	125 kg
Maksimal belastning handleveske / nettkurv	10 kg / 15 l	10 kg / 15 l
Håndtakshøyde	78–100 cm	69–86 cm
Håndtak	Ergonomisk, flere gripeposisjoner (TOPRO ErgoGrip)	
Avstand til bremsehendel	7 cm	7 cm
Avstand mellom håndtaks midtpunkter	47 cm	47 cm
Setebredde	45,5 cm	45,5 cm
Sittehøyde	63 cm	54 cm
Svingradius	84 cm	84 cm
Maksimal høyde	103,5 cm	89,5 cm
Maksimal bredde	60 cm	60 cm
Maksimal lengde	65 cm	65 cm
Hjuldiameter foran / bak	20 cm	20 cm
Hjultykkelse foran / bak	3,6 cm	3,6 cm
Lengde sammenlagt	65 cm	65 cm
Bredde sammenlagt	24 cm	24 cm
Høyde sammenlagt	79,5 cm	73 cm
Transportmål sammenlagt (L × B × H)	65 × 24 × 73 cm*	65 × 24 × 66 cm*
Produktvekt (uten hjul¹ og handleveske²)	5,6 kg ¹⁺²	5,4 kg ¹⁺²
Produktvekt (med hjul og handleveske)	7,8 kg	7,6 kg
Bruksområde	Innendørs og utendørs bruk	
Art.nr.	814600 + Variantr.	814601 + Variantr.
HMS-nr.	ingen	ingen
Skann QR-koden for tekniske illustrasjoner på våre nettsider		




Fargevalg



*(ekskl. hjul og handleveske)

Tekniske detaljer



Modell	Olympos ATR Slim	Olympos ATR	Olympos ATR
Størrelse	Slim M (medium)	M (medium)	S (small)
Anbefalt brukerlengde	150–195 cm	150–195 cm	140–170 cm
Maksimal brukervekt	150 kg	150 kg	150 kg
Maksimal belastning handleveske	15 kg / 10 l	15 kg / 12 l	15 kg / 10 l
Håndtakshøyde	76–95,5 cm	76–95,5 cm	69–86,5 cm
Håndtak	Ergonomisk, flere gripeposisjoner (TOPRO ErgoGrip)		
Avstand til bremsehendel	7 cm	7 cm	7 cm
Avstand mellom håndtaks midtpunkter	44 cm	49 cm	50 cm
Setebredde	40 cm	47 cm	47 cm
Sittehøyde	60 cm	60 cm	54 cm
Svingradius	97 cm	97 cm	97 cm
Maksimal høyde	99 cm	99 cm	90 cm
Maksimal bredde	62 cm	68 cm	68 cm
Maksimal lengde	77 cm	77 cm	77 cm
Hjuldiameter foran / bak	28 cm / 23 cm	28 cm / 23 cm	28 cm / 23 cm
Hjultrykkelse foran / bak	4,2 cm	4,2 cm	4,2 cm
Lengde sammenlagt	77 cm	77 cm	77 cm
Bredde sammenlagt	27 cm	27 cm	27 cm
Høyde sammenlagt	82 cm	87,5 cm	84 cm
Transportmål sammenlagt (L × B × H)	77 × 27 × 82 cm	77 × 27 × 87,5 cm	77 × 27 × 84 cm
Produktvekt (uten hjul¹ og handleveske²)	–	–	–
Produktvekt (med hjul og handleveske)	8,3 kg	8,9 kg	8,7 kg
Bruksområde	Utendørs bruk		
Art.nr. HMS-nr.	814320 + Variantnr. ingen	814300 + Variantnr. 332281	814305 + Variantnr. 332282
Skann QR-koden for tekniske illustrasjoner på våre nettsider			

Fargevalg



Forskjellene i målene mellom Standard Medium og Slim Medium.

Tekniske detaljer



Modell	Troja Original	Troja Original	Troja Original
Størrelse	M (medium)	S (small)	X (extra small)
Anbefalt brukerlengde	150–200 cm	130–170 cm	120–160 cm
Maksimal brukervekt	165 kg	165 kg	130 kg
Maksimal belastning nettingpose	10 kg / 20 l	10 kg / 20 l	5 kg / 11 l
Håndtakshøyde	78–100 cm	69–86 cm	64–79 cm
Håndtak	Anatomisk		
Avstand til bremsehendel	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm
Avstand mellom håndtaks midtpunkter	47 cm	47 cm	37 cm
Setebredde	45,5 cm	45,5 cm	36 cm
Sittehøyde	63 cm	54 cm	51 cm
Svingradius	84 cm	84 cm	79 cm
Maksimal høyde	101 cm	87 cm	80 cm
Maksimal bredde	60 cm	60 cm	51 cm
Maksimal lengde	65 cm	65 cm	65 cm
Hjuldiameter foran / bak	20 cm	20 cm	20 cm
Hjultykkelse foran / bak	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Lengde sammenlagt	65 cm	65 cm	65 cm
Bredde sammenlagt	24 cm	24 cm	24 cm
Høyde sammenlagt	80 cm	74 cm	66 cm
Transportmål sammenlagt (L × B × H)	65 × 24 × 80 cm	65 × 24 × 74 cm	65 × 24 × 65 cm
Produktvekt (uten hjul¹ og handleveske²)	–	–	–
Produktvekt (med hjul og handleveske)	6,8 kg	6,6 kg	6,1 kg
Bruksområde	Innendørs og utendørs bruk		
Art.nr. HMS-nr.	815400 + Variantnr. 332283	815410 + Variantnr. 332284	815420 + Variantnr. ingen
Skann QR-koden for tekniske illustrasjoner på våre nettsider			

Fargevalg



Tekniske detaljer



Modell	Troja Walker ²	Troja Walker ²	Troja Walker ²
Størrelse	M (medium)	S (small)	X (extra small)
Anbefalt brukerlengde	150–185 cm	130–170 cm	125–160 cm
Maksimal brukervekt	135 kg	125 kg	80 kg
Maksimal belastning nettingpose	5 kg / 20 l	5 kg / 20 l	5 kg / 11 l
Høyde på underarmsstøttepunkter	99–114 cm	85–100 cm	81–96 cm
Håndtak	Rund, Ø 3,5 cm		
Avstand til bremsehendel	7,4 cm	7,4 cm	7,4 cm
Avstand mellom håndtaks midtpunkter	45 cm	45 cm	33 cm
Setebredde	45,5 cm	45,5 cm	36 cm
Sittehøyde	63 cm	54 cm	51 cm
Svingradius	84 cm	84 cm	79 cm
Maksimal høyde	124 cm	110 cm	106 cm
Maksimal bredde	61 cm	61 cm	51 cm
Maksimal lengde	65 cm	65 cm	65 cm
Hjuldiameter foran / bak	20 cm	20 cm	20 cm
Hjultrykkelse foran / bak	3,6 cm	3,6 cm	3,6 cm
Lengde sammenlagt	65 cm	65 cm	65 cm
Bredde sammenlagt	33 cm	33 cm	33 cm
Høyde sammenlagt	102 cm	88 cm	85 cm
Transportmål sammenlagt (L × B × H)	65 × 33 × 102 cm	65 × 33 × 88 cm	65 × 33 × 85 cm
Produktvekt (uten hjul ¹ og handleveske ²)	–	–	–
Produktvekt (med hjul og handleveske)	8,9 kg	8,6 kg	8,3 kg
Bruksområde	Innendørs bruk		
Art.nr.	815430	815440	815450
HMS-nr.	ingen	ingen	ingen
Skann QR-koden for tekniske illustrasjoner på våre nettsider			

Fargevalg



Modell	Pegasus
Størrelse	M (medium)
Anbefalt brukerlengde	150–200 cm
Maksimal brukervekt	130 kg
Maksimal belastning handleveske	10 kg / 15 l
Håndtakshøyde	78–97,5 cm
Håndtak	Ergonomisk, flere gripeposisjoner (TOPRO ErgoGrip)
Avstand til bremsehendel	7 cm
Avstand mellom håndtaks midtpunkter	47 cm
Setebredde	43,5 cm
Sittehøyde	63 cm
Svingradius	84 cm
Maksimal høyde	101 cm
Maksimal bredde	64 cm
Maksimal lengde	65 cm
Hjuldiameter foran / bak	20 cm
Hjultykkelse foran / bak	3,6 cm
Lengde sammenlagt	65 cm
Bredde sammenlagt	27 cm
Høyde sammenlagt	80,5 cm
Transportmål (L × B × H)	65 × 27 × 80,5 cm
Produktvekt (uten handleveske)	6,1 kg
Produktvekt (med handleveske)	6,6 kg
Bruksområde	Innendørs og utendørs bruk
Art.nr.	815020 + Variantnr.
HMS-nr.	ingen
Skann QR-koden for tekniske illustrasjoner på våre nettsider	

Fargevalg



Keep on moving – med trygghet, stil og selvstendighet.

Mobilitet som gir trygghet.

Bevegelse er frihet – og hvordan vi føler oss når vi beveger oss, gjør hele forskjellen.

En rullator fra TOPRO er mer enn bare et hjelpemiddel – den er en pålitelig følgesvenn i hverdagen som gir økt komfort, trygghet og livskvalitet.

Med gjennomtenkt design ned til minste detalj tilbyr en premiumrullator fra TOPRO ikke bare eksepsjonell stabilitet, men også intuitiv brukervennlighet og enestående trillekomfort – for et selvstendig liv som føles lett og uanstrengt.

Kvalitet du merker.

Design som taler for seg selv.

Som norsk produsent med lang erfaring kombinerer vi kvalitet, skandinavisk design og et tydelig mål - å gjøre mobilitet enklere, tryggere og mer stilfull..

Våre rullatorer er like unike som menneskene som bruker dem. Enten du trenger en kompakt modell til hverdags, en komfortabel modell for ulendt terreng, eller en med ekstra fokus på design – hver TOPRO rullator kombinerer gjennomtenkt funksjonalitet med varig kvalitet og moderne estetikk.

Takket være smarte funksjoner som ergonomiske håndtak, støtdempende hjul, brukervennlig høydejustering og en intelligent sammenleggingsmekanisme, tilpasser våre modeller seg dine behov – dag for dag, steg for steg.

Mer enn funksjon – en følelse av trygghet.

Vi tror at de som holder seg mobile, holder seg aktive. Og de som føler seg trygge på veien, opplever mer glede og selvtillit. Derfor legger vi stor vekt på at du alltid skal føle deg trygg og komfortabel med en rullator fra TOPRO.

Våre modeller er lettstelte, slitesterke og kan tilpasses individuelt med et bredt utvalg av tilbehør. Enten du er i byen, ute i naturen eller på tur med familie og venner – en TOPRO er din pålitelige følgesvenn, uansett hvor livet tar deg.

– keep on moving

Med vennlig hilsen
TOPRO Mobility-teamet



Premiumprodukter fra Norge

Produksjon:



TOPRO Industri AS
Rambekkevegen 1
2816 Gjøvik

Tel.: (+47) 61 13 46 00

E-post: info@topromobility.com

Web: www.topromobility.no



For TOPRO-produkter gjelder lovbestemte reklamasjonsrettigheter i henhold til EU- og nasjonal lovgivning.

I tillegg tilbyr TOPRO en produsentgaranti på inntil 7 år, avhengig av produktmodell.

For underarmsrollatoren TOPRO Taurus gjelder produsentgarantien i 2 år.

Detaljert informasjon finnes i garantivilkårene.

Ved garantikrav ber vi deg ta kontakt med forhandleren som leverte produktet.

TOPRO ganghjelpemidler testes i samarbeid med TÜV i henhold til gjeldende standarder.

Kvalitetssikringsstandarder

DIN-EN ISO 9001 – Kvalitet

DIN-EN ISO 14001 – Miljø

DIN-EN ISO 11199-2 – Rullator

DIN-EN ISO 10993-5 – Biokompatibilitet

DIN-EN ISO 13485 – Medisinsk utstyr:

Kvalitetsstyringssystemer – Krav for regulatoriske formål

made in Norway



Forhandler