



## Content - Inhalt - Innhold



1x 105010



1x 815832M1

**NB!**

Place the anti slip mat on the serving tray with the TOPRO-logo positioned in the left lower corner, as shown in Figure 1. Make sure that no parts are loose before using the product!

**Achtung!**

Legen Sie die Antirutschmatte mit dem TOPRO-Logo in der linken unteren Ecke auf das Serviertablett (siehe Abbildung 1). Stellen Sie sicher, dass keine Teile lose sind, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen.

**NB!**

Plasser antiskli-matten på serveringsbrettet med TOPRO-logoen plassert i venstre nedre hjørne, som vist i figur 1. Pass på at ingen deler er løse før du tar produktet i bruk!